

Jeder kann Leben retten!

Mit Herzdruckmassage und einem Defibrillator

Im Notfall Ruhe bewahren! Opfer und sich selbst aus dem Gefahrenbereich bringen.

Person laut ansprechen, an den Schultern rütteln. Atmung kontrollieren. Eigenschutz beachten. Wenn keine Reaktion und keine Atmung, **Notruf absetzen** und nach Hilfe rufen. Defibrillator holen lassen.

Oberkörper freimachen, sofort mit der **Herzdruckmassage (HLW)** beginnen! **30x drücken**, 2x beatmen - aber nur, falls trainiert! Ansonsten nur Herzdruckmassage 100-120/min.

Defibrillator einschalten. Folgen Sie den Sprachanweisungen und Piktogrammen. Sie können nichts verkehrt machen!


Nasse oder fettige Haut trocknen. Starke Brustbehaarung an den Klebestellen rasieren und bei Frauen Büstenhalter entfernen.

Korrekte Elektrodenplatzierung bei Erwachsenen und Kindern > 8 Jahren.


Nach Aufforderung die leuchtende **Schocktaste** drücken.

Während der Schockabgabe den Patienten nicht berühren!

Fahren Sie im Wechsel mit der Herzdruckmassage, dem Beatmen (falls geübt) und dem Schocken fort, bis der Notarzt eintrifft oder der Patient wieder reagiert.



Mit der Smartphone APP „SAM Trainer“ lässt sich der Ablauf einer Anwendung einfach am Handy üben. Scannen Sie den QR-Code mit der Foto-App Ihres Gerätes und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm!



AED-Austria
Sommerschuhg. 7
1230 Wien
Tel.: +43/1/887 39 90
Mail: office@aed-austria.com
www.AED-Austria.com



Anwendungs-video